


Anti-Tdp1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nuw8

Artikelnummer: CM0029956



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper, das humane und Ratten-TDP1 (68 kDa) erkennt. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; das Immunogen deckt die Aminosäuren 1-140 ab. Geeignet für Forschung zu DNA-Reparatur und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TDP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55775
Gen-ID	55775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-140 von humanem TDP1 (NP_060789.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NUW8
Proteinmasse	68kDa
Versand	Eisbeutel