


Anti-Tdp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - O95551

Artikelnummer: CM0020264



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TDP2, KO-validiert. Erkennt menschliches und murines TDP2 (O95551) per WB und ELISA. Geeignet für Anwendungen in der DNA-Reparatur, Topoisomerase-Biologie und neurologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] TDP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dj30M3.3; P2
Spezies	Mensch
GenID	51567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem TDP2 (NP_057698.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95551
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel