

Anti-Tdrd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxt4

Artikelnummer: CM0015340



Einführung

Für Western Blot und ELISA validierter polyklonaler Kaninchen-TDRD1-Antikörper. Kreuzreaktiv mit Maus. Zielmolekül ist das Krebs/Testis-Antigen CT41.1, das für das piRNA-vermittelte Transposon-Silencing bei der Spermatogenese essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDRD1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CT41.1; TDRD1
Spezies	Human
GeneID	56165
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-125 des humanen TDRD1 (NP_942090.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BXT4
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Eisbeutel