

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Tdrd3-Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q9H7E2

Artikelnummer: CM0025932



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TDRD3, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt ein Gerüstprotein, das an der transkriptionellen Koaktivierung und der Assemblierung von Stressgranuli beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDRD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TDRD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem TDRD3 (NP_110421.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H7E2
Proteinmasse	73 kDa
Versand	Eisbeutel