

Anti-Tdrkh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2W6

Artikelnummer: CM0027650



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TDRKH, geeignet für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der piRNA-Biogenese und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TDRKH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TDRD2; TDRKH
Spezies	Human
GeneID (human)	11022
GeneID	11022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 36-355 von humanem TDRKH (NP_001077432.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2W6
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel