

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Tdt-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04053

Artikelnummer: CM0007716



Einführung

CamelBio liefert einen monoklonalen Anti-TdT-Kaninchenantikörper (Klon A22618), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Er zeigt eine spezifische Reaktivität mit der humanen terminalen Desoxynukleotidyltransferase, einem für die V(D)J-Rekombination essenziellen nukleären Enzym.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TdT-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TDT; TdT
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1791
Gen-ID	1791
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04053
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku