

Anti-Tdt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04053

Artikelnummer: CM0029498



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches TdT gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für die Untersuchung der V(D)J-Rekombination und der Entwicklung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TdT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TDT; TdT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1791
GenID	1791
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04053
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel