

Anti-Tead1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P28347

Artikelnummer: CM0026661



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TEAD1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Hippo-Signalgebung und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TEAD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7003
Gen-ID	7003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 135-215 von menschlichem TEAD1 (NP_068780.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28347
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel