

Anti-Tead1/2/3/4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

Artikelnummer: CM0012743



Einführung

Hochwertiger Anti-TEAD1/2/3/4 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blotting und ELISA, der gegen humane TEAD-Transkriptionsfaktoren in der Erforschung des Hippo-Signalwegs gerichtet ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TEAD1/2/3/4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7003/7004/8463/7005
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 174-263 von humanem TEAD4 (NP_003204.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28347/Q15561/Q15562/Q99594
Proteinmasse	48 kDa/49 kDa/47 kDa
Versand	Eisbeutel