

Anti-Tead2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15562

Artikelnummer: CM0012961



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TEAD2 (TEF-4), validiert für WB und ELISA. Erkennt ein Protein mit einer Größe von ca. 49 kDa. Unverzichtbar für Studien zum Hippo-Signalweg, zur Zellproliferation und zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	TEAD2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ETF; TEF4; TEF-4; TEAD-2; TEAD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8463
Gen-ID	8463
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen TEAD2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15562
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku