


Anti-Tead3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99594

Artikelnummer: CM0028006



Einführung

TEAD3 Rabbit pAb ist ein kaninchenpolyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, der menschliches, murines und rattiges TEAD3 (TEF-5) bei 49 kDa erkennt. Er zielt auf den Hippo-Signaltransduktions-Transkriptionsfaktor für Plazenta- und Krebsforschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TEAD3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TEF5; TEAD5; TEF-5; DTEF-1; ETFR-1; TEAD-3; TEAD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7005
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 130-330 von menschlichem TEAD3 (NP_003205.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99594
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel