

Anti-Tead4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15561

Artikelnummer: CM0006755



Einführung

Anti-TEAD4 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA zum Nachweis von humanem TEAD4, einem wichtigen Hippo-Signalweg-Transkriptionsfaktor, der Zellproliferation und -migration reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TEAD4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TEAD4; EFTR-2; RTEF1; TCF13L1; TEF-3; TEF3; TEFR-1; hRTEF-1B; TEA-Domänen-Transkriptionsfaktor 4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	7004
Gen-ID	7004
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 140-240 von humanem TEAD4 (Q15561) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15561
Proteingewicht	34kDa/44kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel