


Anti-Tec Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P42680

Artikelnummer: CM0004839



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humane Tec-Kinase gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Immunsignalwegen und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tec Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PSCTK4; Tec
Spezies	Human
GenID	7006
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem Tec (NP_003206.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42680
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel