


Anti-Tec Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42680

Artikelnummer: CM0013148



Einführung

Tec Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes Tec (aa 1-280) hergestellt wurde. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA, detektiert er Tec in humanen, Maus- und Rattenproben und ist damit ideal für die Erforschung von Immunsignalisierung und Kinasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tec Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSCTK4; Tec
Spezies	Human
GeneID (Human)	7006
GeneID	7006
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem Tec (NP_003206.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42680
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel