


## Anti-Tefm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qe5

Artikelnummer: CM0028647



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TEFM (C17orf42), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Transkription und oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TEFM Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | C17orf42; TEFM                                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| Gen-ID (Human)    | 79736                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 79736                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 36-210 von humanem TEFM (NP_078959.3) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q96QE5                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 42kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |