

Anti-Tekt1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969V4

Artikelnummer: CM0015229



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TEKT1 (Tektin-1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Mikrotubulusbiologie von Zilien und Flagellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TEKT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TEKT1; Tektin-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	83659
GeneID	83659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen TEKT1 (NP_444515.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q969V4
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Ice-Pack