

Anti-Telo2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4R8

Artikelnummer: CM0022394



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TEL2 (hCLK2, TEL2), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zu DNA-Schadensreaktion, mTOR-Signalweg und Telomerbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TELO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLK2; TEL2; YHFS; TELO2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9894
Gen-ID	9894
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von humanem TELO2 (NP_057195.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y4R8
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel