

Anti-Tenascin C Polyklonale Antikörper Für Wb - P24821

Artikelnummer: CM0020418



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen humanes Tenascin C (TN-C), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrix und der Krebsforschung. Vorhergesagtes Molekulargewicht 241 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Tenascin C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascin C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3371
Gen-ID	3371
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24821
Proteingewicht	241 kDa
Versand	Eisbeutel