

Anti-Tenascin-X (Tnxb) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22105

Artikelnummer: CM0019985



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Tenascin-X (TNXB), validiert für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrix und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNXB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XB; TNX; XBS; EDS3; HXBL; TENX; TN-X; VUR8; TNXB1; TNXB2; TNXBS; EDSCLL; EDSCLL1; TNXB
Spezies	Human
GeneID	7148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 444-673 von humanem TNXB (NP_115859.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P22105
Proteingewicht	458kDa
Versand	Eistasche