

Anti-Tenm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukz4

Artikelnummer: CM0015413

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TENM1 (Teneurin-1). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der neuronalen Entwicklung und Neuroplastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TENM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TNM; ODZ1; ODZ3; TEN1; TNM1; ten-1; TEN-M1; TENM1
Spezies	Human
GeneID (human)	10178
GeneID	10178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-540 von humanem TENM1 (NP_001156750.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKZ4
Proteingewicht	305kDa
Versand	Eisbeutel