


Anti-Terf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P54274

Artikelnummer: CM0013162



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes TERF1. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Telomerbiologie, Chromosomenstabilität und Shelterin-Komplex-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TERF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRF; PIN2; TRF1; TRBF1; t-TRF1; hTRF1-AS; TERF1
Spezies	Mensch
Gen-ID	7013 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 52-275 von humanem TERF1 (NP_059523.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P54274
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel