


Anti-Terf2 Polyclonale Antikörper Für Wb - Q15554

Artikelnummer: CM0023114



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches TERF2, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Telomerbiologie und Shelterin-Komplexe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TERF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRF2; TRBF2; TERF2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7014
GeneID	7014
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem TERF2 (NP_005643.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15554
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel