

Anti-Terf2Ip Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyb0

Artikelnummer: CM0026056



Einführung

TERF2IP (RAP1) Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA, validiert für Mensch und Maus. Zielgerichtet gegen Telomeric Repeat-Binding Factor 2-interagierendes Protein 1, eine Shelterin-Komponente und NF-κB-Regulator.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TERF2IP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAP1; DRIP5; TERF2IP
Spezies	Mensch
Gen-ID	54386 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des menschlichen TERF2IP (NP_061848.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NYB0
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel