


Monoklonaler Anti-Tert-Antikörper Für Wb, Elisa - O14746

Artikelnummer: CM0012515



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TERT (Telomerase-Reverse-Transkriptase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Unverzichtbares Hilfsmittel für die Telomerbiologie sowie die Alters- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TERT-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTRT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7015
GeneID	7015
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1000-1132 des humanen TERT (O14746) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14746
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku