


Anti-Tert Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14746

Artikelnummer: CM0026795



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Telomerase-Reverse Transkriptase (TERT) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Nützlich für die Telomerbiologie und Krebsforschung mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TERT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTERT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7015
GenID	7015
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1100 des humanen TERT entspricht (NP_937983.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O14746
Proteinmasse	127 kDa
Versand	Eisbeutel