

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Tert-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14746

Artikelnummer: CM0020901



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TERT (Telomerase-Reverse-Transkriptase). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem TERT. Ideal für die Telomerase-, Krebs- und Alternsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TERT-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTERT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMT1, TERT
Spezies	Human
GeneID (Human)	7015
GeneID	7015
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1050–1132 des humanen TERT (NP_937983.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O14746
Proteingewicht	127 kDa
Versand	Kühlakku