

Anti-Tes Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ugi8

Artikelnummer: CM0028480



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TES (Testin), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. TES ist ein Gerüstprotein, das an Zelladhäsion und Tumorsuppression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TES Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TESS; TESS-2; TES
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	26136
Gen-ID	26136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem TES (NP_056456.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9UGI8
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche