

## Anti-Tet1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nfu7

Artikelnummer: CM0007695



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes TET1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA-Anwendungen geeignet ist. Reagiert mit menschlichen, murinen (Maus) und Ratten-Proben; ideal für epigenetische und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                        |
|-------------------|-----------------------------|
| Produktname       | TET1 Rabbit mAb             |
| Bemerkungen/Alias | LCX; CXXC6; bA119F7.1; TET1 |
| Spezies           | Mensch                      |
| GenID (Mensch)    | 80312                       |
| GenID             | 80312                       |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid        |
| Quelle            | Kaninchen                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper      |
| Anwendung         | WB, ELISA                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte         |
| SWISS             | Q8NFU7                      |
| Proteinmasse      | 235 kDa                     |
| Versand           | Eisbeutel                   |