

Anti-Tet1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q3URk3

Artikelnummer: CM0024563

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus-TET1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt eine Bande von ~219 kDa; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur DNA-Demethylierung und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TET1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	LCX; Cxxc6; mKIAA1676; D10Ert17e; 2510010B09Rik; TET1
Spezies	Maus
GenID	52463
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1749-1902 von Maus-TET1 enthält (NP_001240786.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3URK3
Proteingewicht	219kDa
Versand	Eisbeutel