

Anti-Tet2 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6N021

Artikelnummer: CM0018006



Einführung

TET2 Kaninchen pAb, ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA, erkennt humanes TET2 (Q6N021) und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für DNA-Methylierungs- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TET2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Spezies	Human
Gen-ID	54790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1833-2002 von humanem TET2 (NP_001120680.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6N021
Protein-Gewicht	224kDa
Versand	Eistasche