

Anti-Tet2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6N021

Artikelnummer: CM0026502



Einführung

Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Dieser kaninchene polyklonale Antikörper richtet sich gegen menschliches TET2 (Q6N021), eine Methylcytosin-Dioxygenase, die an der DNA-Demethylierung beteiligt ist, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TET2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDS; IMD75; KIAA1546; TET2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54790
GenID	54790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1833-2002 von menschlichem TET2 (NP_001120680.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6N021
Proteingewicht	224kDa
Versand	Eisbeutel