


Anti-TEX101 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By14

Artikelnummer: CM0022682



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TEX101. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zur Befruchtung und Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TEX101 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SGRG; CT131; GTPR867; NYD-SP8; PRO1884; SPATA44; TES101RP; TEX101
Spezies	Human
GeneID	83639
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 44-150 von humanem TEX101 (NP_113639.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY14
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel