

Anti-Tfam Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q00059

Artikelnummer: CM0007914



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TFAM, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialer Transkription und mtDNA-Erhaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Spezies	Mensch
GenID	7019
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem TFAM (NP_003192.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00059
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel