

Anti-Tfam Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q00059

Artikelnummer: CM0007434



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches TFAM, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Transkription und mtDNA-Erhaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFAM Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDP515; TFAM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7019
GeneID	7019
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q00059
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel