

Anti-Tfam Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00059

Artikelnummer: CM0018266



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TFAM, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen Transkription und mtDNA-Erhaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFAM Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7019
Gen-ID	7019
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem TFAM entspricht (NP_003192.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00059
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku