

Anti-Tfap2B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92481

Artikelnummer: CM0029969



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TFAP2B, einen an der Entwicklung beteiligten Transkriptionsfaktor, gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA. Spezifisch für Human. Vorhergesagtes Molekulargewicht 50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFAP2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7021
GeneID	7021
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TFAP2B (Q92481) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92481
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel