

## Anti-Tfap2C-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92754

Artikelnummer: CM0025928

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TFAP2C (Transkriptionsfaktor AP-2 gamma), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Entwicklungsbiologie, Krebsforschung und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TFAP2C Kaninchen pAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | ERF1; TFAP2G; hAP-2g; AP2-GAMMA; TFAP2C                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                |
| GenID (Mensch)    | 7022                                                                                                                  |
| GenID             | 7022                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem TFAP2C (NP_003213.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | Q92754                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 49kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |