


Anti-Tfb1M-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wvm0

Artikelnummer: CM0015812



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TFB1M (Dimethyladenosin-Transferase 1, mitochondrial) für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Assemblierung mitochondrialer Ribosomen und der mtDNA-Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFB1M-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51106
Gen-ID	51106
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-346 des humanen TFB1M (NP_057104.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WVM0
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku