

Anti-Tfcp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12800

Artikelnummer: CM0030792

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den Alpha-Globin-Transkriptionsfaktor CP2 (TFCP2/LSF/SEF). Validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Geeignet für Studien zur Chromatin-Remodellierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFCP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C; TFCP2
Spezies	Human
GenID (Human)	7024
GenID	7024
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-280 von humanem TFCP2 (NP_005644.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q12800
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel