


Anti-Tfe3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19532

Artikelnummer: CM0029843



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TFE3 (Transcription Factor E3). Validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-TFE3. Ideal für die Forschung zur lysosomalen Biogenese und mTOR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFE3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Spezies	Human
GeneID (Human)	7030
GeneID	7030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 des humanen TFE3 (NP_006512.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19532
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku