


Anti-Tfe3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19532

Artikelnummer: CM0003662



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TFE3, validiert für WB, IHC-P, ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

Rekombinantes Immunogen gewährleistet hohe Spezifität für Forschung zur lysosomalen Biogenese und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFE3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7030
GenID	7030
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 191-440 des humanen TFE3 (P19532) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19532
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eisbeutel