

## Anti-Tfeb-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9R210

Artikelnummer: CM0029205

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TFEB (Transkriptionsfaktor EB), validiert für Western Blot, IP und ELISA. Erkennt menschliches und murines TFEB, einen Master-Regulator der Autophagie und lysosomalen Biogenese. Ideal für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TFEB Kaninchen pAb                                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | Tcfef; bHLHe35                                                                                                                                               |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 1737                                                                                                                                                         |
| GenID             | 21425                                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 390-476 von murinem TFEB (NP_001155194.1) homolog ist |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IP, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                                 |
| SWISS             | Q9R210                                                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 53 kDa                                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                    |