


Anti-Tfeb Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19484

Artikelnummer: CM0021912



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches TFEB, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt TFEB von Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbares Werkzeug für Forschung zu Autophagie, lysosomaler Biogenese und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFEB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7942
Gen-ID	7942
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 391-461 des menschlichen TFEB (NP_009093.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19484
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel