


Anti-Tff1/Ps2 Monoklonaler Antikörper Für Wb - P04155

Artikelnummer: CM0012796



Einführung

Anti-TFF1/pS2 monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-Trefoil-Faktor 1. Zielgewicht 9 kDa. Ideal für gastrointestinale und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7031
Gen-ID	7031
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04155
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel