


Anti-Tff1/Ps2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04155

Artikelnummer: CM0024622



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TFF1/pS2 (Trefoil-Faktor 1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Magen-Darm- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFF1/pS2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	pS2; BCEI; HP52; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Spezies	Human
Gen-ID	7031
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-84 des humanen TFF1/pS2 (NP_003216.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04155
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel