

Anti-Tff2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03403

Artikelnummer: CM0025750

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes Trefoil-Faktor 2 (TFF2). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. TFF2 ist ein sekretiertes Protein, das die Magensäuresekretion und die Schleimstabilität moduliert, was es zu einem wichtigen Ziel für die Erforschung von Magen-Darm-Erkrankungen macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SP; SML1; TFF2
Spezies	Human
Gen-ID	7032
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-129 von humanem TFF2 (NP_005414.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q03403
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel