


Monoklonaler Anti-Tff3-Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q07654

Artikelnummer: CM0010176



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes TFF3 (intestinaler Trefoil-Faktor) und wurde für IHC-P- und ELISA-Anwendungen validiert. Ideal zur Untersuchung der Schleimhautreparatur und der Mobilität von Epithelzellen in intestinalen und uterinen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	TFF3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7033
GeneID	7033
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-80 des humanen TFF3 (Q07654)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q07654
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Kühlakku