


Anti-Tff3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q07654

Artikelnummer: CM0019824



Einführung

Hochwertiges TFF3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humanem TFF3, einem wichtigen Faktor für die Mukosareparatur. Ideal für die Forschung zu gastrointestinalen Erkrankungen und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ITF; P1B; TFI; TFF3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-94 von humanem TFF3 (NP_003217.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q07654
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel