

Anti-Tfpi Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10646

Artikelnummer: CM0010722



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TFPI (Tissue factor pathway inhibitor), validiert für WB und ELISA. Wesentlich für Gerinnungsforschung und die Entwicklung von Diagnostik-Assays. - P10646

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFPI Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Spezies	Human
GeneID (Human)	7035
GeneID	7035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-304 von humanem TFPI (P10646) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10646
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel