

Anti-Tfpi Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P10646

Artikelnummer: CM0013602



Einführung

TFPI Kaninchen-polyclonale Antikörper für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Verwendet für Studien zum Gewebefaktorweg-Inhibitor in der Hämostase- und Thromboseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TFPI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7035
GenID	7035
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-224 des menschlichen TFPI (NP_001027452.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10646
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel